


Anticorps Polyclonal Anti-Atp5A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P25705

Numéro d'article: CM0029425



Introduction

Validé pour WB, IF/ICC et ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin cible l'ATP5A1 humaine (sous-unité alpha de l'ATP synthase F1) et présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les mitochondries et les études du métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5A1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	498
Identifiant du gène	498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ATP5A1 humaine (NP_004037.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25705
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac isotherme