


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atp5A1 Pour Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P25705

Numéro d'article: CM0002190



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin contre ATP5A1, validé pour WB, IP, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Détecte la sous-unité alpha de l'ATP synthase humaine, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la fonction mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATP5A1 mAc Lapin
Remarques/Alias	OMR; ORM; ATPM; MOM2; ATP5A; hATP1; ATP5A1; MC5DN4; ATP5AL2; COXPD22; HEL-S-123m
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	498
ID de Gène	498
Immunogène	Peptide Synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'ATP5A1 humaine (P25705).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P25705
Poids Protéique	60kDa
Expédition	Sac de glace