

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5D Pour Wb, If/Icc, Elisa - P30049

Numéro d'article: CM0026214



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP5D humain (sous-unité delta de l'ATP synthase F1, mitochondriale). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche mitochondriale et les études sur l'ATP synthase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	ATP5D Lapin pAb
Remarques/Alias	ATP5D; MC5DN5
Espèce	Humain
GeneID (humain)	513
GeneID	513
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-168 de l'ATP5D humain (NP_001678.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30049
Poids moléculaire	17kDa
Expédition	Sac de glace