

Anticorps Polyclonal Anti-Atp5F1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P24539

Numéro d'article: CM0025804



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ATP5F1, une sous-unité de l'ATP synthase mitochondriale. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche en bioénergétique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5F1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PIG47 ; ATP5F1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	515
GeneID	515
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-245 de l'ATP5F1 humain (NP_001679.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P24539
Poids protéique	29 kDa
Expédition	Sac de glace