

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atp5G1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P05496

Numéro d'article: CM0002782



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ATP5G1 humaine, également connue sous le nom de sous-unité c de l'ATP synthase, recommandé pour WB, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté aux études de bioénergétique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5G1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	ATP5A; ATP5G; ATP5G1
Espèce	Humaine
GeneID	516
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 57 et 136 de l'ATP5G1 humaine (P05496)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05496
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace