

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5G2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q06055

Numéro d'article: CM0020479

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATP5G2 humaine, validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur l'ATP synthase mitochondriale et les études du transport des protons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5G2 pAb de lapin
Remarques/Alias	ATP5A, ATP5G2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	517
ID du gène	517
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 de l'ATP5G2 humaine (NP_001002031.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	Q06055
Poids moléculaire	15 kDa
Expédition	Sac réfrigérant