

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5H Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75947

Numéro d'article: CM0028904



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre ATP5H (sous-unité d de la tige périphérique de l'ATP synthase, O75947). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5H Lapin pAb
Remarques/Alias	ATPQ; APT5H; ATP5H
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10476
GeneID	10476
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 de l'ATP5H humaine (NP_006347.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O75947
Poids moléculaire	18kDa
Expédition	Sac de glace