

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5I Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56385

Numéro d'article: CM0020709



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP5I humaine (sous-unité e de l'ATP synthase). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les mitochondries et l'ATP synthase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5I pAb de lapin
Remarques / Alias	ATP5I ; ATP5K
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	521
GeneID	521
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56385
Poids protéique	8 kDa
Expédition	Sac de glace