


Anticorps Polyclonal Anti-Atp5J Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18859

Numéro d'article: CM0026588



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP5J de haute qualité pour applications WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Il reconnaît la sous-unité F6 du pylône périphérique de l'ATP synthase dans des échantillons humains, de souris et de rat, soutenant les études sur le métabolisme mitochondrial et énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5J pAb de lapin
Remarques / Alias	F6; CF6; ATP5; ATPM; ATP5A; ATP5J
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	522
Identifiant de gène	522
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 108 de l'ATP5J humain (NP_001676.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18859
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace