

Anticorps Polyclonal Anti-Atp5J2 Pour Wb Et Elisa - P56134

Numéro d'article: CM0019905



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP5J2 humain, adapté aux applications WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études du complexe ATP synthase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin ATP5J2
Remarques/Alias	ATP5J2, ATP5JL
Espèce	Humain
Identifiant du gène	9551
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-94 de l'ATP5J2 humain (NP_004880.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P56134
Poids protéique	11kDa
Expédition	Sac de glace