

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5L Pour Wb, If/Icc, Elisa - 075964

Numéro d'article: CM0026159



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATP5L humain (sous-unité membranaire g de l'ATP synthase), adapté pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'ATP synthase mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP5L Lapin pAb
Remarques/Alias	ATP5L; ATP5JG
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10632
ID de gène	10632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-103 de l'ATP5L humain (NP_006467.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075964
Poids de la protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace