


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp5O Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48047

Numéro d'article: CM0028564



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre l'ATP5O humain (OSCP), une sous-unité de l'ATP synthase mitochondriale. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité humaine, murine et rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin ATP5O
Remarques/Alias	ATPO; OSCP; ATP5O; HMC08D05
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	539
GeneID	539
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 24-213 de l'ATP5O humain (NP_001688.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48047
Poids moléculaire protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace