

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atp6 Pour Wb, Elisa - P00848

Numéro d'article: CM0006710

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre ATP6 (sous-unité a de l'ATP synthase) pour WB et ELISA. Détecte ATP6 humain, une sous-unité clé du canal protonique de l'ATP synthase mitochondriale. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6 mAb de lapin
Remarques/alias	ATP6
Espèce	Souris
GeneID (humain)	4508
GeneID	17705
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P00848
Poids de la protéine	25 kDa
Expédition	Poche de glace