

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P00848

Numéro d'article: CM0030522

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP6 (sous-unité a du complexe F(0) de l'ATP synthase, également appelé MT-ATP6) pour des applications en Western blot (WB), immunofluorescence (IF/ICC), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Détecte l'ATP6 humain et de souris.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                    | Valeur                                                                                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit               | ATP6 Rabbit pAb                                                                               |
| Remarques / Alias            | MT-ATP6, MTATP6, ATPASE6                                                                      |
| Espèce                       | Souris                                                                                        |
| Identifiant de gène (Humain) | 4508                                                                                          |
| Identifiant de gène (Souris) | 17705                                                                                         |
| Immunogène                   | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 127-226 de l'ATP6 de souris (NP_904333.1) |
| Origine                      | Lapin                                                                                         |
| Catégorie                    | Anticorps polyclonaux                                                                         |
| Applications                 | WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA                                                                      |
| Réactivité croisée           | Humain, Souris                                                                                |
| SWISS                        | P00848                                                                                        |
| Poids de la protéine         | 25kDa                                                                                         |
| Expédition                   | Sac de glace                                                                                  |