


Anticorps Polyclonal Anti-Atp6Ap1 Pour Wb, Elisa - Q15904

Numéro d'article: CM0017529



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre ATP6AP1 (sous-unité S1 de la V-ATPase), validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la fonction des pompes à protons, du trafic membranaire et de l'homéostasie intracellulaire du fer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATP6AP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATPS1; ATP6IP1; ATP6AP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	537
GeneID	537
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-390 de l'ATP6AP1 humaine (NP_001174.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15904
Poids Protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace