


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atp6Ap1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15904

Numéro d'article: CM0006821



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant l'ATP6AP1 humain (sous-unité S1 de la V-ATPase, ~52 kDa). Validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'acidification lysosomale et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6AP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	16A; CF2; Ac45; XAP3; XAP-3; ATP6S1; VATP51; ATP6IP1; ATP6AP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	537
GeneID	537
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15904
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace