


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6Ap2 Pour Wb, Elisa - 075787

Numéro d'article: CM0026735



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP6AP2 validé pour WB et ELISA. Reconnaît la protéine ATP6AP2 (récepteur de la rénine, 39 kDa) humaine, de souris et de rat. Convient à la recherche IVD dans le système rénine-angiotensine et la biologie lysosomiale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6AP2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRR; M8-9; MRXE; RENR; XMRE; XPDS; CDG2R; HT028; MRXSH; ELDF10; ATP6IP2; MSTP009; APT6M8-9; ATP6M8-9; ATP6AP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10159
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 251-350 de l'ATP6AP2 humain (NP_005756.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075787
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace