


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V0A1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q93050

Numéro d'article: CM0015621



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP6V0A1 pour WB, IF/ICC, ELISA ; reconnaît l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité a1 de la V-ATPase pour les études sur l'acidification des organites, la signalisation mTORC1 et le développement neuronal.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V0A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	a1; Stv1; VPP1; Vph1; ATP6N1; DEE104; NEDEBA; ATP6N1A; ATP6V0A1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	535
GeneID	535
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-300 de l'ATP6V0A1 humaine (NP_001123493.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93050
Poids moléculaire	96kDa
Expédition	Sac de glace