


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atp6V0C Pour Wb Et Elisa - P27449

Numéro d'article: CM0004716



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATP6V0C humaine (sous-unité protéolipidique c de 16 kDa de l'ATPase de type V), validé pour les applications de Western blot et ELISA. Idéal pour les études sur l'acidification vacuolaire et la fonction lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V0C mAb de lapin
Remarques/Alias	ATP6V0C; ATP6C; ATP6L; ATPL; VATL; VPPC; Vma3; sous-unité c V0 de l'ATPase de transport H ⁺
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	527
Immunogène	Peptide synthétique ; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ATP6V0C humaine. (NP_001685.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27449
Poids de la protéine	15kDa
Expédition	Sac de glace