


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-AtP6V0C Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27449

Numéro d'article: CM0023098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP6V0C, validé pour Western blot (WB), Immunofluorescence/Immunocytochimie (IF/ICC) et ELISA. Réaction croisée avec l'Homme, la Souris et le Rat. Essentiel pour l'étude de la fonction du canal à protons de l'ATPase vacuolaire et de l'acidification lysosomiale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V0C pAb de lapin
Remarques/Alias	ATPL ; VATL ; VPPC ; Vma3 ; ATP6C ; ATP6L ; ATP6V0C
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	527
GenelD	527
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de l'ATP6V0C humain (NP_001185498.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27449
Poids protéique	16 kDa
Expédition	Sac isotherme