


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V0D1 Pour Wb, Elisa - P61421

Numéro d'article: CM0031029



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP6V0D1 humain (sous-unité d1 de la V-ATPase), validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier l'acidification lysosomale et la signalisation mTORC1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V0D1 Lapin pAb
Remarques/Alias	P39 ; VATX ; VMA6 ; ATP6D ; ATP6DV ; VPATPD ; ATP6V0D1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	9114
GeneID	9114
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-351 de l'ATP6V0D1 humain (NP_004682.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61421
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace