


Anticorps Polyclonal Anti-Atp6V1A Pour Wb Et Elisa - P38606

Numéro d'article: CM0013720



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP6V1A humaine (sous-unité catalytique A de la V-ATPase). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la V-ATPase, le transport ionique et l'autophagie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V1A Rabbit pAb
Remarques / Alias	HO68; VA68; VPP2; Vma1; DEE93; ARCL2D; ATP6A1; IECEE3; ATP6V1A1; ATP6V1A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	523
GeneID	523
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 500 et 600 de l'ATP6V1A humaine (NP_001681.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P38606
Poids protéique	68 kDa
Expédition	Sac de glace