

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V1B1 Pour Wb, If-P, Elisa - P15313

Numéro d'article: CM0030681

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATP6V1B1 humain (sous-unité B1 de la V-ATPase). Validé pour WB, IF-P, ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'acidification rénale et la surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V1B1 Lapin pAb
Remarques/Alias	VATB; VMA2; VPP3; DRTA2; RTA1B; ATP6B1; ATP6V1B1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	525
ID de gène	525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 de l'ATP6V1B1 humaine (NP_001683.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15313
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace