


Anticorps Polyclonal Anti-Atp6V1D Pour Wb, Elisa - Q9Y5K8

Numéro d'article: CM0015206



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATP6V1D humaine (sous-unité D de la V-ATPase), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'acidification vacuolaire, de la signalisation mTORC1 et de la biogenèse des cils.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V1D Rabbit pAb
Remarques/Alias	VATD; VMA8; ATP6M; ATP6V1D
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	51382
ID du gène	51382
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 247 de l'ATP6V1D humaine (NP_057078.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y5K8
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace