


Anticorps Polyclonal Anti-Atp6V1E1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P36543

Numéro d'article: CM0026234



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant ATP6V1E1, adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Essentiel pour la recherche sur le complexe V-ATPase et le transport ionique. - P36543

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V1E1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	P31 ; Vma4 ; ATP6E ; ARCL2C ; ATP6E2 ; ATP6V1E ; ATP6V1E1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	529
Identifiant du gène	529
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 77-226 de l'ATP6V1E1 humain (NP_001687.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36543
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace