

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V1G2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95670

Numéro d'article: CM0023654

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-ATP6V1G2 de CamelBio détecte la sous-unité G2 de la V-ATPase (14 kDa) dans des échantillons humains, de souris et de rat par WB, IHC-P et ELISA pour la recherche sur la pompe à protons vacuolaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATP6V1G2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	NG38; ATP6G; VMA10; ATP6G2; ATP6V1G2
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	534
GenelD	534
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-100 de l'ATP6V1G2 humain (NP_569730.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95670
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace