

Anticorps Polyclonaux Anti-Atp6V1G3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Lb4

Numéro d'article: CM0016997

Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATP6V1G3, ciblant la sous-unité G 3 de la V-ATPase. Validé pour WB, IHC-P et ELISA avec réactivité croisée vis-à-vis de la souris. Idéal pour la recherche sur l'acidification rénale et le transport d'ions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATP6V1G3 Lapin pAb
Remarques/Alias	Vma10; ATP6G3; ATP6V1G3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	127124
GenelD	127124
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 de l'ATP6V1G3 humaine (NP_573569.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Souris	
SWISS	Q96LB4
Poids Protéique	14kDa
Expédition	Sac de glace