

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atp7A Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q04656

Numéro d'article: CM0008382



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-ATP7A de haute qualité validé pour des applications sur échantillons humains, notamment WB, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de l'homéostasie du cuivre, de la maladie de Menkes et du trafic protéique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP7A Rabbit mAb
Remarques / Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	538
GeneID	538
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-79 de l'ATP7A humain (NP_000043.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q04656
Poids de la protéine	11-172 kDa
Expédition	Sac de glace