

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp7A Pour Wb Et Elisa - Q04656

Numéro d'article: CM0027360



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATP7A à haute spécificité validé pour WB et ELISA. Détecte l'ATP7A humaine avec réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur l'homéostasie du cuivre, la maladie de Menkes et la fonction neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP7A Lapin pAb
Remarques/Alias	MK; MNK; DSMAX; SMAX3; ATP7A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	538
ID de gène	538
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-79 de l'ATP7A humaine (NP_000043.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q04656
Poids de la protéine	11-172 kDa
Expédition	Sac de glace