

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp7B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P35670

Numéro d'article: CM0029077



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATPase 2 transporteuse de cuivre humaine (ATP7B). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la maladie de Wilson et l'homéostasie du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATP7B Rabbit pAb
Remarques / Alias	WD; PWD; WC1; WND; ATP7B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	540
GenelD	540
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35670
Poids de la protéine	157 kDa
Expédition	Sac de glace