

Anticorps Monoclonal Anti-Atp8 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - P03928

Numéro d'article: CM0005264



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre ATP8 (P03928) validé pour le Western blot, l'IP, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit avec la sous-unité 8 du complexe F(0) de l'ATP synthase humaine et de rat, avec un poids moléculaire de 8 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-ATP8
Remarques/Alias	ATPase8 ; MTATP8 ; ATP8
Espèce	Humain
GeneID (humain)	4509
GeneID	4509
Immunogène	Peptide synthétique ; un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-68 de l'ATP8 humain (YP_003024030.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P03928
Poids protéique	8 kDa
Expédition	Sac de glace