

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp8B3 Pour Wb Et Elisa - O60423

Numéro d'article: CM0020605

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ATP8B3, une ATPase flippase transportant les phospholipides, essentielle à la fonction des spermatozoïdes. Validé pour la WB et l'ELISA avec des échantillons humains. Poids moléculaire de la protéine : 147 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP8B3 pAb de lapin
Remarques/alias	ATPIK ; ATP8B3
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	148229
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 600-900 de l'ATP8B3 humain (NP_620168.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	O60423
Poids moléculaire de la protéine	147 kDa
Expédition	Sac de glace