


Anticorps Monoclonal Souris Anti-Atpb Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P06576

Numéro d'article: CM0006787



Introduction

Anticorps monoclonal souris haute spécificité dirigé contre l'ATP5B humaine. Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur la sous-unité bêta de l'ATP synthase et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATPB Mouse mAb
Remarques / Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	506
GeneID	506
Immunogène	Peptide synthétique - un peptide synthétisé dérivé de l'ATPB humaine
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06576
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace