


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atpb Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06576

Numéro d'article: CM0002982



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute affinité ciblant la sous-unité bêta de l'ATP synthase humaine (ATPB) validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATPB Rabbit mAb
Remarques / Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	506
GeneID	506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-529 de l'ATPB humain (NP_001677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06576
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace