


Anticorps Polyclonal De Lapin Contre L'atpb - P06576

Numéro d'article: CM0030274



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité bêta de l'ATP synthase mitochondriale (ATPB/ATP5B). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA avec réactivité chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme énergétique mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATPB Rabbit pAb
Remarques / Alias	ATP5B; ATPMB; ATPSB; HUMOP2; HEL-S-271; ATPB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	506
GeneID	506
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 230-529 de l'ATPB humain (NP_001677.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P06576
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sachet de glace