


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atpif1 (Validé Ko) Pour Wb Et Ip - Q9Uii2

Numéro d'article: CM0030942



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATPIF1 humain, validé pour sa spécificité par knock-out (KO). Adapté pour WB, IP, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'inhibition de l'ATPase mitochondriale et la synthèse de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] ATPIF1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	IP; ATP1; ATPIP; ATPIF1; F1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	93974
Identifiant du gène	93974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-106 de l'ATPIF1 humain (NP_057395.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UII2
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace