


Anticorps Polyclonal Anti-Atr Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0013514



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la kinase ATR impliquée dans la signalisation du point de contrôle des dommages à l'ADN. Convient pour WB, IHC-P et ELISA ; détecte l'ATR humain, de souris et de rat (~301 kDa). Idéal pour la recherche sur le cancer et l'instabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATR Lapin pAb
Remarques/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-500 de l'ATR humain (NP_001175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13535
Poids Protéique	301kDa
Expédition	Sac de glace