


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atr Pour Wb Et Elisa - Q13535

Numéro d'article: CM0003527



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ATR validé pour le Western Blot et l'ELISA, reconnaissant l'ATR humain et murin (301 kDa). Idéal pour la recherche sur la réponse aux dommages à l'ADN, la signalisation des points de contrôle et l'intégrité de l'enveloppe nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATR Rabbit mAb
Remarques/Alias	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; ATR
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	545
GeneID	545
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2100-2200 de l'ATR humain (NP_001175.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q13535
Poids moléculaire	301kDa
Expédition	Sac de glace