


Anticorps Monoclonal Anti-Atrip Pour Wb, Elisa - Q8Wxe1

Numéro d'article: CM0003515



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ATRIP humain (protéine interagissant avec ATR), validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation du point de contrôle des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATRIP Lapin mAb
Remarques/Alias	ATRIP; Protéine interagissant avec ATR
Espèce	Humain
ID de gène	84126
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'ATRIP humaine (Q8WXE1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WXE1
Poids de la protéine	86kDa
Expédition	Sac de glace