


Anticorps Polyclonal Anti-Atrip Pour Wb, Elisa - Q8Wxe1

Numéro d'article: CM0027773



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine ATRIP humaine (protéine interagissant avec ATR) pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Essentiel pour la recherche sur la signalisation du point de contrôle des dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATRIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATRIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84126
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ATRIP humain (NP_569055.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8WXE1
Poids protéique	86kDa
Expédition	Sac de glace