


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atrip - Q8Wxe1

Numéro d'article: CM0028411



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATRIP humain (protéine interagissant avec ATR), adapté aux applications WB, IF/ICC, IP et ELISA. Clé pour la recherche sur la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATRIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	ATRIP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	84126
GeneID	84126
Antigène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de l'ATRIP humain (NP_569055.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8WXE1
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace