

Anticorps Polyclonal Anti-Atrnl1 Pour Wb Et Elisa - Q5Vv63

Numéro d'article: CM0016987

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATRNL1 de haute qualité pour WB et ELISA, réactif croisé avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la signalisation mélanocortine et de l'homéostasie énergétique. Poids moléculaire 153kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATRNL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ALP; bA338L11.1; bA454H24.1; ATRNL1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	26033
GeneID	26033
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 53-160 de l'ATRNL1 humain (NP_001263211.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q5VV63
Poids de la protéine	153kDa
Expédition	Sac glacé