


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atrx Pour If-P Et Elisa - P46100

Numéro d'article: CM0022444



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATRX humain, adapté à l'immunofluorescence (IF-P) et à l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la biologie des télomères.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATRX Lapin pAb
Remarques/Alias	JMS; XH2; XNP; MRX52; RAD54; RAD54L; ZNF-HX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	546
GeneID	546
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2273-2413 de l'ATRX humain (NP_000480.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P46100
Poids Moléculaire Protéique	283kDa
Expédition	Sac de glace