


Anticorps Polyclonal Anti-Atrx De Lapin Pour Wb, Elisa - P46100

Numéro d'article: CM0022010



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ATRX humain, un remodelleur de chromatine impliqué dans la maintenance des télomères et la régulation transcriptionnelle. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'ATRX de souris. Convient pour la recherche épigénétique et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATRX Lapin pAb
Remarques/Alias	JMS, XH2, XNP, MRX52, RAD54, RAD54L, ZNF-HX, ATRX
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	546
ID de gène	546
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 2100-2200 de l'ATRX humain (NP_000480.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P46100
Poids de la protéine	283kDa
Expédition	Sac de glace