

Anticorps Polyclonal Anti-Atxn10 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ubb4

Numéro d'article: CM0028287

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ATXN10 pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier l'ataxie spinocérébelleuse, la cytokinèse et la survie neuronale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ATXN10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	E46L; ATX10; SCA10; HUMEET; ATXN10
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25814
Identifiant du gène	25814
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 346-475 de l'ATXN10 humain (NP_037368.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBB4
Poids protéique	53kDa
Expédition	Sac de glace