


Anticorps Polyclonal Anti-Atxn2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99700

Numéro d'article: CM0022978



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'ATXN2 humaine (Ataxine-2). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la neurodégénérescence et le trafic de l'EGFR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATXN2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ATX2; SCA2; TNRC13; ATXN2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	6311
ID de Gène	6311
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1250-1331 de l'ATXN2 humaine (NP_002964.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99700
Poids Protéique	140kDa
Expédition	Sac de glace