


Anticorps Monoclonal Anti-Auh Pour Wb Et Elisa - Q13825

Numéro d'article: CM0007050



Introduction

AUH Rabbit mAb (Q13825) validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Convient à l'étude du catabolisme de la leucine mitochondriale et des fonctions de liaison à l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AUH Rabbit mAb
Remarques/Alias	AUH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	549
GeneID	549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-339 de l'AUH humaine (NP_001689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13825
Poids Protéique	36kDa
Expédition	Sac de glace