


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Auh Pour Wb, Elisa - Q13825

Numéro d'article: CM0026835



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-AUH de haute qualité validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la méthylglutaconyl-CoA hydratase impliquée dans la dégradation de la leucine et le métabolisme mitochondrial. Idéal pour la recherche sur les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AUH Rabbit pAb
Remarques / Alias	AUH
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	549
GeneID	549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68-339 de l'AUH humain (NP_001689.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13825
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac de glace