


Anticorps Polyclonal Anti-Aurka Pour Wb Et Elisa - O14965

Numéro d'article: CM0018025



Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la kinase Aurora A (AURKA) humaine, une kinase mitotique clé. Validé pour le Western blot et l'ELISA, il détecte une bande d'environ 46 kDa en utilisant un immunogène recombinant (aa 1-130). Convient pour la recherche en oncologie et sur le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	AURKA Lapin pAb
Remarques/Alias	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6790
Immunogène	Protéine Recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de l'AURKA humaine (NP_940837.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O14965
Poids Protéique	46kDa
Expédition	Sac de glace