


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aurka Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14965

Numéro d'article: CM0022433



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'AURKA humaine (Aurora kinase A), validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit croisé avec l'Humain, la Souris. Kinase mitotique clé impliquée dans la régulation du cycle cellulaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | AURKA Lapin pAb                                                                                                         |
| Remarques/Alias      | AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; AURKA                                                                |
| Espèce               | Humain                                                                                                                  |
| ID de gène (Humain)  | 6790                                                                                                                    |
| ID de gène           | 6790                                                                                                                    |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 301-403 de l'AURKA humaine (NP_003591.2) |
| Source               | Lapin                                                                                                                   |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                   |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                          |
| SWISS                | O14965                                                                                                                  |
| Poids de la protéine | 46kDa                                                                                                                   |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                            |